

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Acetil-Istona H3 (K36) (Q16695/P68431) Per Wb E Elisa

Numero articolo: CM0000178



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio specifico per la lisina 36 acetilata dell'istona H3 (SWISS: Q16695/P68431). Adatto per Western blot e ELISA, con prevista ampia reattività crociata tra le specie. Per applicazioni di ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Acetil-Istona H3-K36 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Istona H3-K36
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide acetilato sintetico attorno alla K36 dell'istona H3 umana (NP_003520.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto, Altro (Ampio intervallo previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio