


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Acetil-Istone H3-K4 (Q16695/P68431) Per Wb Ed Elisa

Numero articolo: CM0000141



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per l'istone H3 acetilato in lisina 4 (K4). Adatto per Western blot ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto, con un'ampia cross-reattività prevista. Ideale per la ricerca epigenetica e lo sviluppo IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetil-Istone H3-K4 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Istone H3-K4
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide sintetico acetilato intorno a K4 dell'Istone H3 umano (NP_003484.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampia Gamma Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio