


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Acetil-Istone H3-K4 (Q16695/P68431) Per Wb, Ip, Ihc, Chip, Elisa

Numero articolo: CM0000158



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Istone H3 acetilato in lisina 4 (Acetil-Istone H3-K4). Validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Peso molecolare del target ~15 kDa. Adatto per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetil-Istone H3-K4 mAb di Coniglio
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Istone H3-K4
Specie	Umano
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico acetilato intorno a K4 dell'Istone H3 umano (NP_003520.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampia Gamma Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio