


Pab Coniglio Acetil-Istona H3-K4 (Q16695 / P68431) Per Wb, If, Elisa, Chip

Numero articolo: CM0000161



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Acetil-Istona H3-K4 (Q16695/P68431) rileva l'acetil-H3K4 endogeno. Validato per WB, IF/ICC, ELISA e ChIP in uomo, topo e ratto, con prevista ampia reattività crociata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb coniglio Acetil-Istona H3-K4
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Istona H3-K4
Specie	Umana
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide acetilato sintetico intorno alla posizione K4 dell'Istona H3 umana (NP_003484.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (Ampio intervallo previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio