

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acetil-Istone H3 (K4/K9/K14/K18/K23/K27) (Q16695 / P68431) Per Wb, Elisa

Numero articolo: CM0000166



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-acetil-istone H3 che mira alle modifiche K4, K9, K14, K18, K23, K27. Validato per WB ed ELISA con ampia cross-reattività (umano, topo, ratto). Ideale per la ricerca in epigenetica e studi sulla cromatina. Proteina da 15 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetil-Istone H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Istone H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27
Specie	Umano
GeneID (Umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide acetilato sintetico intorno a K4 & K27 dell'Acetil-Istone H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27 umano (NP_003520.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampia Gamma Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio