

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Acetil-Histone H3-K56 (Q16695 / P68431) Per Chip, Wb, If

Numero articolo: CM0000105



introduzione

Acetil-Histone H3-K56 Rabbit mAb (clone A22565) riconosce la lisina 56 acetilata dell'istone H3 umano (Q16695/P68431). Convalidato in ChIP-seq, WB, IF e CUT&Tag per la ricerca epigenetica. Ha reazione crociata con topo, ratto e un ampio spettro di specie previste.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Acetil-Histone H3-K56 Rabbit mAb
Note/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Istone H3; HIST1H3A; Acetil-Histone H3-K56
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide acetilato sintetico intorno alla K56 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (ampio intervallo previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio