

Anticorpo Policlonale Rabbit Acetil-Istone H3-K56 (Q16695/P68431) Per La Ricerca Epigenetica | Wb, Chip, Elisa

Numero articolo: CM0000203



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit specifico per l'acetilazione che riconosce l'istone H3 acetilato sulla lisina 56. Validato per Western blot, IF/ICC, ELISA e ChIP, con ampia reattività crociata. Ideale per studi sulle modificazioni della cromatina ed epigenetiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Acetil-Istone H3-K56 Rabbit pAb
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Istone H3-K56
Specie	Uomo
GeneID (umano)	Geni della famiglia H3C; H3-4 (HIST3H3)
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide acetilato sintetico corrispondente alla regione K56 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altre (ampio spettro previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio