

Acetyl-Histone H3 K9 (Q16695/P68431) Anticorpo Policlonale Coniglio - Wb Ip If Ihc Chip Elisa

Numero articolo: CM0000170



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Acetyl-Histone H3-K9 per il rilevamento in umano, topo, ratto. Adatto per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA. 15 kDa, ampie reattività crociate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetyl-Histone H3-K9 Rabbit pAb
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Intervallo Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio