

Mab Coniglio Acetil-Istone H3-K9 (Q16695/P68431) Per Ricerca Epigenetica E Applicazioni Chip

Numero articolo: CM0000172



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'acetilazione della lisina 9 dell'istone H3 (H3K9ac) per uomo, topo, ratto. Validato per WB, ChIP-seq, IF/ICC e altro. Ideale per la ricerca epigenetica, sul cromatina e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb coniglio Acetil-Istone H3-K9
Note / Alias	H3A, HIST1H3A, H3C1, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3C10, H3C11, H3C12, Acetil-Istone H3-K9
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide acetilato sintetico intorno alla K9 dell'Istone H3 umano (NP_003520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (Ampio intervallo previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio