

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Acetil-Istona H3 (K9/K14/K18/K23/K27) Per Wb, Elisa - Q16695/P68431

Numero articolo: CM0000149



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'istona H3 acetilata alle lisine 9, 14, 18, 23 e 27. Validato per WB e ELISA, con prevista ampia cross-reattività. Adatto per ricerche epigenetiche e studi sulla biologia della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Acetil-Istona H3-K9/K14/K18/K23/K27 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Istona H3-K9/K14/K18/K23/K27
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide acetilato sintetico attorno a K9, K14, K18, K23 e K27 dell'acetil-istona H3 umana (NP_003520.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, Mouse, Ratto, Altro (Ampio spettro previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio