


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Acetil-Istona H3-K9/K14/K18/K23/K27 (Q16695/P68431) Per Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000135



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'istone H3 acetilato sulle lisine 9, 14, 18, 23 e 27. Convalidato per Western blot, immunofluorescenza/ICC e ELISA. Reattività crociata prevista con uomo, topo, ratto e altre specie. Adatto per ricerche su epigenetica e cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Acetil-Istona H3-K9/K14/K18/K23/K27 Rabbit pAb
Note / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Istona H3-K9/K14/K18/K23/K27
Specie	Uomo
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (ampio spettro previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio