


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Acetil-Istone H3 (Lys4) Per Wb, Chip, If | Q16695/P68431

Numero articolo: CM0000147



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per l'istone H3 acetilato in posizione Lisina 4 (Q16695/P68431). Adatto per Western blot, ChIP, IF/ICC, IP, DB e ELISA. Previsto reattività crociata con campioni di origine umana, murine e ratto. Ideale per la ricerca su epigenetica e cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Acetil-Istone H3-K4 mAb di coniglio
Note/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Istone H3; HIST1H3A; Acetil-Istone H3-K4
Specie	Umana
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico acetilato corrispondente alla regione K4 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, DB, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (prevista ampia gamma)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio