


Acetyl-Histone H4-K12 Rabbit Mab (P62805) Per Chip, Wb E Ihc-P | Camelbio

Numero articolo: CM0000195



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per la lisina 12 acetilata dell'istone H4 umano. Adatto per WB, IP, IHC-P, ChIP ed ELISA. Cross-reagisce con umano, topo, ratto e altre specie. Ideale per la ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetyl-Histone H4-K12 Rabbit mAb
Note/Alias	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; Acetyl-Histone H4-K12
Specie	Umano
GeneID (umano)	8359/8370
GeneID	8359/8370
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide acetilato sintetico attorno alla K12 dell'istone H4 umano (NP_003486.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio