


Acetil-Istona H4 (K12) Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Chip, Chip-Seq, Elisa | P62805

Numero articolo: CM0000164



introduzione

mAb di coniglio specifico che targeting la lisina 12 acetilata dell'istona H4 umana. Adatto per WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq. Cross-reattività con umano, topo, ratto e ampia gamma di specie prevista. Ideale per studi epigenetici e di biologia della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetil-Istona H4-K12 mAb Coniglio
Note/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Istona H4-K12
Specie	Umano
GeneID (umano)	8359/8370
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide acetilato sintetico attorno a K12 dell'istona H4 umana (P62805)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampia Gamma Prevista)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio