

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acetil-Istone H4 (K12) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62805

Numero articolo: CM0000125



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la lisina 12 acetilata dell'Istone H4 umano (P62805). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA, con ampia reattività crociata verso topo, ratto e altre specie. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetil-Istone H4-K12 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; Acetil-Istone H4-K12
Specie	Umano
GeneID (umano)	H4
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide acetilato sintetico attorno alla K12 dell'Istone H4 umano (NP_001029249.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Anti-Acetilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio