


Acetyl-Histone H4-K16 (P62805) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb E Elisa - Ricerca Epigenetica

Numero articolo: CM0000189



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Acetyl-Histone H4-K16 (UniProt P62805) validato per WB e ELISA. Ampia cross-reattività con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'acetilazione degli istoni, della dinamica della cromatina e della regolazione epigenetica nella ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetyl-Histone H4-K16 Rabbit pAb
Note/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K16
Specie	Umano
GeneID (umano)	H4
GeneID	8370
Immunogeno	Un peptide acetilato sintetico attorno a K16 dell'istone H4 umano (NP_003539.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Intervallo Previsto)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio