

Anticorpo Monoclonale Coniglio Acetil-Istona H4-K16 (P62805) Per Applicazioni Wb, Chip E Ihc-P

Numero articolo: CM0000123



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio altamente specifico che targeting della lisina 16 acetilata dell'istona H4 (SWISS P62805). Validato per WB, DB, IHC-P, ELISA e ChIP con ampia reattività (umano, topo, ratto). Essenziale per studi sulla cromatina ed epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Acetil-Istona H4-K16 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Acetil-Istona H4-K16
Specie	Umano
GeneID (umano)	8359/8370
GeneID	8359/8370
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide acetilato sintetico attorno a K16 dell'istona H4 umana (NP_003529.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Umano, topo, ratto, altro (Ampio spettro previsto)
SWISS	P62805
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio