

Acetil-Istona H4-K16 Anticorpo Policlonale Coniglio (P62805) Per Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000099



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting la lisina 16 acetilata dell'istona H4 umana (P62805), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Prevista ampia cross-reattività. Componente centrale del nucleosoma fondamentale per la regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetil-Istona H4-K16 pAb Coniglio
Note/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Istona H4-K16
Specie	Umano
GeneID (umano)	H4
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide sintetico acetilato attorno a K16 dell'istona H4 umana (NP_001029249.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio