

## Mab Coniglio Contro Acetil-Istone H4-K5 (P62805) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000112



### introduzione

Il mAb coniglio contro Acetil-Istone H4-K5 (P62805) rileva l'istone H4 acetilato presso Lys5 in uomo, topo, ratto. Validato per WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideale per la ricerca epigenetica e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | mAb coniglio contro Acetil-Istone H4-K5                                                                                       |
| Annotazioni/Alias     | H4/p; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; HIST4H4; Acetyl-Histone H4-K5 |
| Specie                | Uomo                                                                                                                          |
| GeneID (uomo)         | 8359                                                                                                                          |
| GeneID                | 8359                                                                                                                          |
| Immunogeno            | Peptide sintetico: un peptide acetilato sintetico intorno alla K5 dell'istone H4 umano (P62805)                               |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi acetilati                                                                                                           |
| Applicazione          | WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                  |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto, Altre (prevista su ampia gamma)                                                                            |
| SWISS                 | P62805                                                                                                                        |
| Peso proteico         | 11 kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                         |