


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Acetil-Istone H4 (K5/K8/K12/K16) P62805 Per Wb, Ihc-P, Elisa

Numero articolo: CM0000133



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'istone H4 acetilato alle lisine 5, 8, 12 e 16 (SWISS P62805). Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto e altre specie. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetil-Istone H4-K5/K8/K12/K16 Anticorpo Policlonale di Coniglio (pAb)
Note/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Istone H4-K5/K8/K12/K16
Specie	Umano
GeneID (umano)	H4
GeneID	8359
Immunogeno	Un peptide sintetico acetilato intorno a K5/K8/K12/K16 dell'istone H4 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio