


Acetyl-Histone H4 (K8) Anticorpo Policlonale Coniglio (P62805) - Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip, Chip-Seq

Numero articolo: CM0000138



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio Acetyl-Histone H4 (Lys8) (P62805) rileva l'acetyl-istone H4 endogeno nell'uomo, topo, ratto e altre specie. Validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP e ChIP-seq.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetyl-Histone H4-K8 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Acetyl-Histone H4-K8
Specie	Umano
GeneID (umano)	H4
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide acetilato sintetico attorno a K8 dell'istone H4 umano (NP_003529.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio