


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Acetil-Istone H4 (K8Ac) - P62805 | Validato In Wb, Ip, Ihc-P, Chip

Numero articolo: CM0000140



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio anti-Acetil-Istone H4-K8 (P62805) rileva la lisina 8 acetilata dell'istone H4 nell'uomo, nel topo, nel ratto. Adatto per WB, IP, IHC-P, DB, ChIP, ELISA. Ideale per la ricerca in epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Acetil-Istone H4-K8 mAb di coniglio
Note/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8359
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide acetilato sintetico intorno a K8 dell'Istone H4 umano (NP_003529.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, IP, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampia gamma prevista)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio