


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acetil-Istone H4 K91 (P62805) - Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000143



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la lisina 91 acetilata dell'Istone H4 umano (P62805). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo, ratto e altre specie. Ideale per la ricerca sulla cromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetil-Istone H4-K91 pAb di Coniglio
Note/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Istone H4-K91
Specie	Umano
GeneID (umano)	H4
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico acetilato intorno a K91 dell'Istone H4 umano (NP_003529.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Anti-Acetilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio