


Acetyl-Hmgb1 (Lys29) Anticorpo Policlonale Coniglio (P09429) Per Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000142



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità specifico per HMGB1 acetilata a Lys29 (SWISS P09429). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività su umano, topo, ratto. Ideale per ricerche su infiammazione, segnalazione DAMP e modifiche post-traduzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetyl-HMGB1-K29 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	HMGB1; HMG3; HMG-1; SBP-1; Acetyl-HMGB1-K29
Specie	Umano
GeneID (umano)	3146
GeneID	3146
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide acetilato sintetico attorno a K29 di HMGB1 umana.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09429
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio