

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Acetil-P53 (K370) (P04637) Per Western Blot E Elisa

Numero articolo: CM0000192



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che rileva la p53 umana acetilata alla lisina 370 (SWISS P04637). Validato per Western blot e ELISA in campioni umani e murini. Ideale per la ricerca su cancro e apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Acetil-p53- K370 Rabbit mAb
Note/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Acetil-p53- K370
Specie	Umana
GeneID (umana)	7157
GeneID	7157
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico acetilato corrispondente alla regione K370 della p53 umana (P04637).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P04637
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio