

Anticorpo Policlonale Coniglio Acetil-P53-K382 (P04637) Per Dot Blot E Elisa

Numero articolo: CM0000103



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la lisina 382 acetilata della p53 umana (P04637). Validato per dot blot e ELISA, è ideale per studiare l'acetilazione di p53 nella ricerca sul cancro e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Acetil-p53-K382 Rabbit pAb
Note/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Acetil-p53-K382
Specie	Umana
GenelD (umano)	7157
GenelD	7157
Immunogeno	Peptide acetilato sintetico intorno alla K382 della p53 umana (NP_000537.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	DB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P04637
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio