

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Acot9 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y305

Numero articolo: CM0013421

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio ACOT9 validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Bersaglia la tioesterasi 9 mitocondriale dell'acil-CoA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare il metabolismo dei lipidi e degli aminoacidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio ACOT9
Note/Alias	ACATE2; CGI-16; MTACT48; MT-ACT48; ACOT9
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	23597
ID Gene	23597
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-250 di ACOT9 umana (NP_001028755.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y305
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio