


Anticorpo Policlonale Coniglio Actc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P68032

Numero articolo: CM0026770



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ACTC1 di alta qualità validato per Western blot, IHC-P e ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Il bersaglio è l'alfa-actina cardiaca, una proteina citoscheletrica chiave. Ideale per la ricerca sul muscolo cardiaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACTC1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ACTC; ASD5; CMD1R; CMH11; LVNC4; ACTC1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	70
GeneID	70
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'ACTC1 umano (NP_005150.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P68032
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Ghiaccio secco