


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro La Proteina Attivatrice 2 (Ap-2/Tfap2A) - P05549

Numero articolo: CM0024188



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TFAP2A validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di ratto. Bersaglia il fattore di trascrizione AP-2-alfa, coinvolto nello sviluppo e nella regolazione genica. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina attivatrice 2 (AP-2/TFAP2A)
Note/Alias	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alfa; Proteina attivatrice 2 (AP-2/TFAP2A)
Specie	Umano
GeneID (umano)	7020
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 100-200 di TFAP2A umano (NP_003211.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P05549
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio