


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Acvr1 Per Wb E Elisa - Q04771

Numero articolo: CM0003970



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ACVR1 di alta qualità validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con ACVR1 (recettore dell'attivina di tipo 1, ALK2) umano, di topo e ratto. Ideale per ricerche sulla via di segnalazione delle proteine morfogenetiche ossee e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb ACVR1 di coniglio
Annotazioni/Alias	FOP; ALK2; SKR1; TSRI; ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ACVR1
Specie	Umana
GeneID	90
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 410-509 dell'ACVR1 umano (Q04771).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q04771
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio