

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adam19 Per Wb, Elisa - Q9H013

Numero articolo: CM0014932

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ADAM19 (MLTNB, MADDAM), adatto per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Il bersaglio è una metalloproteasi transmembrana coinvolta nella neurogenesi e nella differenziazione degli osteoblasti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADAM19 pAb di coniglio
Note/Alias	MLTNB; FKSG34; MADDAM; ADAM19
Specie	Umana
GeneID (umano)	8728
GeneID	8728
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 203-460 di ADAM19 umano (NP_150377.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9H013
Peso della proteina	105 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio