

Adam28 Pab Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q9Ukq2

Numero articolo: CM0028168

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ADAM28, validato per WB e ELISA, reagisce con ADAM28 umano, murino e di ratto. Utile per studiare l'emigrazione dei linfociti, il distacco dell'ectodominio di FASL/CD40L e la maturazione degli spermatozoi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADAM28 pAb di coniglio
Note/Alias	MDCL; MDC-L; eMDCII; ADAM 28; eMDC II; ADAM28
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10863
GeneID	10863
Immunogeno	Proteina ricombinante di fusione contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 199-440 di ADAM28 umano (NP_055080.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKQ2
Peso proteico	87 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio