

Anticorpo Policlonale Coniglio Adam9 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13443

Numero articolo: CM0027413

introduzione

Convalida ADAM9 con questo anticorpo policlonale per Western blot, IF/ICC e ELISA. Adatto per campioni di uomo, topo, ratto e scimmia. Ideale per la ricerca sulla tumorigenesi e l'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADAM9 Rabbit pAb
Note / Alias	MCMP; MDC9; CORD9; Mitng; ADAM9
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	8754
GenelD	8754
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-210 di ADAM9 umano (NP_003807.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	Q13443
Peso proteico	91 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio