

Anticorpo Monoclonale Coniglio Adamts13 Per Wb, If-P, Elisa - Q76Lx8

Numero articolo: CM0010865



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio ADAMTS13 adatto per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Riconosce le specie umana, topo e ratto. Utile per lo studio della scissione del fattore di von Willebrand e delle malattie trombotiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	ADAMTS13 Rabbit mAb
Note/Alias	VWFPC; C9orf8; vWF-CP; ADAM-TS13; ADAMTS-13; ADAMTS13
Specie	Umana
ID gene	11093
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di ADAMTS13 umana (Q76LX8)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q76LX8
Peso proteico	154kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio