


Adora2A Rabbit Pab - P29274

Numero articolo: CM0020246



introduzione

ADORA2A Rabbit pAb è un anticorpo policlonale che punta al recettore dell'adenosina A2a umano. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto, a supporto della ricerca sui recettori accoppiati a proteine G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADORA2A Rabbit pAb
Note/Alias	A2aR; RDC8; ADORA2; ADORA2A
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	135
ID Gene	135
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 dell'ADORA2A umano (NP_000666.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P29274
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio