

Adprm Coniglio Pab - Q3Lie5

Numero articolo: CM0014320

introduzione

ADPRM Coniglio pAb è un anticorpo policlonale per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA, mirato all'ADPRM umano (MDS006/C17orf48) con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo dell'ADP-ribosio e della segnalazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ADPRM Coniglio pAb
Note/Alias	MDS006; C17orf48; NBLA03831; ADPRM
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	56985
Gene ID	56985
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 203-342 dell'ADPRM umano (NP_064618.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q3LIE5
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio