


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adrb1 Per Wb, If-P, Elisa - P08588

Numero articolo: CM0019978



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ADRB1 umano (recettore beta-1 adrenergico) per WB, IF-P, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla funzione cardiaca e sulla segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADRB1 Rabbit pAb
Note/alias	RHR; B1AR; FNSS2; ADRB1R; BETA1AR; ADRB1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	153
GeneID	153
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 di ADRB1 umano (NP_000675.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P08588
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante