

Anticorpo Policlonale Coniglio Afap1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8N556

Numero articolo: CM0027030

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio AFAP1 convalidato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Rileva AFAP1 umano, murino e ratto (81 kDa). Utile per lo studio della dinamica dell'actina, dei lamellipodi e della migrazione delle cellule cancerose.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AFAP1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	AFAP; AFAP110; AFAP-110; AFAP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	60312
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 461-730 dell'AFAP1 umano (NP_940997.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8N556
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio