

Anticorpo Monoclonale Coniglio Pan Succinil-Lisina Coniugato A Gel Di Affinità Per Ip-MS

Numero articolo: CM0000044

introduzione

CamelBio fornisce anticorpi monoclonali coniglio Pan Succinil-Lisina coniugati a gel di affinità per IP-MS, consentendo il rilevamento indipendente dalla specie della succinil-lisina negli studi sulle modifiche post-traduzionali. Ideale per l'approvvigionamento di materie prime.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio Pan Succinil-Lisina coniugato a Gel di Affinità
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi Modificati
Applicazione	IP-MS
Reattività Crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa del ghiaccio