

Agfg1 Pab Di Coniglio - P52594

Numero articolo: CM0015275



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro AGFG1 umana, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Utile per lo studio dell'ancoraggio delle vescicole, il traffico dell'RNA e la funzione del cofattore Rev dell'HIV-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AGFG1 pAb di coniglio
Note/Alias	HRB; RAB; RIP; AGFG1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3267
GeneID	3267
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di AGFG1 umana (NP_004495.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P52594
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio