

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Agpat3 Per Wb Ed Elisa - Q9Nrz7

Numero articolo: CM0013541

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'AGPAT3 umano, validato in WB ed ELISA con reattività crociata verso il topo. Bersaglia la 1-acilglicerolo-3-fosfato aciltransferasi gamma coinvolta nella biosintesi dei fosfolipidi. Adatto per la ricerca sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AGPAT3 Rabbit pAb
Note/Alias	LPAAT3; LPLAT3; 1-AGPAT 3; LPAAT-GAMMA1; AGPAT3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	56894
Gene ID	56894
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NRZ7
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio