

## Anticorpo Policlonale Coniglio Agr2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095994

Numero articolo: CM0030844



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio AGR2 validato per Western blot, immunoistochimica, immunofluorescenza e ELISA. Riconosce la proteina 2 del gradiente anteriore umana, di topo e di ratto, un protooncogene coinvolto nella sintesi del muco e nell'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | AGR2 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Annotazioni/Alias     | AG2; AG-2; HPC8; GOB-4; HAG-2; RIFTD; XAG-2; PDIA17; HEL-S-116; AGR2                                                         |
| Specie                | Umana                                                                                                                        |
| ID gene (Umano)       | 10551                                                                                                                        |
| ID gene               | 10551                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-175 di AGR2 umano (NP_006399.1). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS                 | 095994                                                                                                                       |
| Peso proteico         | 20kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                        |