

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Aif1/Iba1 - O70200

Numero articolo: CM0002587

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro AIF1/IBA1 di topo. Validato per WB, IF, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso l'uomo e il ratto. Adatto per studiare il fattore infiammatorio dell'allotrapianto 1 nelle cellule immunitarie e nella microglia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AIF1/IBA1 Rabbit mAb
Note / Alias	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E; AIF1/IBA1
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	199
ID gene (Topo)	11629
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di AIF1/IBA1 di topo (O70200).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O70200 (topo), P55008 (uomo)
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio