


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Aipl1 (Pab) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzn9

Numero articolo: CM0013993



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio AIPL1 di alta qualità per applicazioni Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Rileva AIPL1 endogeno in campioni di uomo, mouse e ratto. Ideale per lo studio del traffico proteico e dell'amaurosi congenita di Leber.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AIPL1 Rabbit pAb
Note/Alias	LCA4; AIPL2; AIPL1
Specie	Uomo
ID genico	23746
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-384 di AIPL1 umano (NP_055151.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NZN9
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio