

Anticorpo Policlonale Coniglio Ak5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6K8

Numero articolo: CM0024669



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio AK5 di alta qualità validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso umano, topo, ratto. Ideale per lo studio dell'adenilato chinasi 5 nel tessuto cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AK5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AK6; AK5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26289
GeneID	26289
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-370 dell'AK5 umana (NP_777283.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6K8
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio