

Anticorpo Monoclonale Coniglio Akt1 Per Wb, Ihc-P, Ip - P31749

Numero articolo: CM0003939



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio AKT1 ad alta affinità convalidato per WB, IHC-P, IP. Riconosce umano, topo, ratto. Prende di mira la serina/treonina chinasi RAC-alfa, un regolatore centrale della sopravvivenza cellulare, del metabolismo e della proliferazione. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AKT1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
Specie	Umano
ID gene (Umano)	207
ID gene	207
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 381-480 dell'AKT1 umano (P31749).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31749
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio