


Aldh9A1 Coniglio Pab - P49189

Numero articolo: CM0029877



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio ALDH9A1 è convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA, rilevando ALDH9A1 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sulle aldeide deidrogenasi, questo anticorpo si rivolge a un enzima coinvolto nel metabolismo delle ammine biogene e delle poliammine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALDH9A1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	E3; ALDH4; ALDH7; ALDH9; TMABADH; TMABA-DH; TMABALDH; ALDH9A1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	223
GenelD	223
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di ALDH9A1 umano (NP_000687.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P49189
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio