


Anticorpo Policlonale Coniglio Aldoc Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09972

Numero articolo: CM0013906



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro ALDOC umano (aldolasi C fruttosio-bifosfato). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Per la ricerca sulla glicolisi e gluconeogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALDOC Rabbit pAb
Note/Alias	ALDC; ALDOC
Specie	Umano
GeneID (umano)	230
GeneID	230
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-170 di ALDOC umano (NP_005156.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09972
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio