

Anticorpo Monoclonale Alk Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Um73

Numero articolo: CM0012088



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro ALK umano (CD246) per WB, IHC-P, ELISA. Rileva la anaplastic lymphoma kinase, un recettore tirosin-chinasico neuronale cruciale nello sviluppo del sistema nervoso e nella biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale ALK Coniglio
Osservazioni/Alias	ALK1; CD246; NBLST3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	238
ID Gene	238
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1093-1411 di ALK umano (NP_004295.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UM73
Peso Molecolare Proteina	176 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio