

Anticorpo Policlonale Coniglio Alpha-1 Antitripsina (Serpina1) Per Wb, If/Icc, Elisa - P01009

Numero articolo: CM0018466



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Alpha-1 Antitripsina umana (SERPINA1), adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Validato su umano, topo e ratto. Target: inibitore della serina proteasi, coinvolto nella protezione polmonare e nell'emostasi. UniProt: P01009.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Alpha-1 Antitripsina (SERPINA1) pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1 Antitripsina (SERPINA1)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5265
Gene ID	5265
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 25-315 della Alpha-1 Antitripsina umana (NP_000286.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01009
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio